

Código: CAPA055	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Tinta Nanquim		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Tinta Nanquim	Embalagem: Frasco penicilina
Lote: 26020198	Data de Validade: 06/02/2028
Data de Fabricação: 06/02/2026	Número MS: 80002670067
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido preto, inodoro	Líquido preto, inodoro
Densidade	1,000 – 1,010 g/cm ³	1,005 g/cm ³
pH a 25°C	7,00 a 8,00	7,70

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-046

Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10 ² (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10 ¹ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

BibliografiaBRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 19/02/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli