

**Código:** CAPA024**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Gluc-O-Test Limão 75g**Pág:** 1/1**Revisão:** 02**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Antônio Galli

Ramon

Ramon

Produto: Gluc-o-test limão 75g/300mL

Embalagem: Frasco PET

Lote: 26020247

Data de Validade: 19/02/2028

Data de Fabricação: 19/02/2026

Número MS: 80002670077

Armazenamento: Temperatura ambiente

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido transparente com odor de limão	Líquido transparente com odor de limão
Densidade	1,085 – 1,105 g/cm <sup>3</sup>	1,102 g/cm <sup>3</sup>
pH a 25°C	2,50 a 3,50	3,06

**Análise Microbiológica****Código da amostra:** PA26-059

Ensaio	Especificação	Resultado
<b>Microrganismos aeróbios mesófilos</b>	Não mais que 1,0 x 10 <sup>2</sup> (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<b>Contagem total de fungos e leveduras</b>	Não mais que 1,0 x 10 <sup>1</sup> (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<b><i>Escherichia coli</i></b>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

**Bibliografia**BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7<sup>a</sup> ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.*****Data:** 25/02/2026**Analista****Joelma Oliveira****Analista****Ramon Lopes****Coordenador Técnico****Antônio Galli**