

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: CAPA026	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Hematoxilina		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Hematoxilina

Data de Fabricação: 20/02/2026	Lote: 26020260
Data de validade: 20/02/2029	Embalagem: Frasco Pet
Número MS: 80002670067	Data da amostragem: 27/02/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido roxo, odor característico.	Líquido roxo, odor característico.
Densidade	1,020 – 1,055 g/cm ³	1,042 g/cm ³
pH a 25°C	2,00 a 3,00	2,84

Análise de performance (método de coloração Papanicolaou)

Descrição	Especificação	Resultado
Teste de desempenho	O núcleo deve ser corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração roxo.	O núcleo foi corado pela hematoxilina, resultando em uma coloração roxo

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7^a ed. Brasília: ANVISA, 2024.**


Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 27/02/2026

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli