

Código: CAPA012	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Giemsa.		
Pág.: 1/1			
Revisão: 07	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Giemsa

Data de Fabricação: 26/02/2026	Lote: 26020293
Data de validade: 26/02/2029	Embalagem: Frasco Pet
Número MS:80002670086	Data da amostragem: 26/02/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, odor característico	Líquido azul escuro, odor característico
Densidade	1,030 – 1,060 g/cm ³	1,050 g/cm ³
pH a 25°C	7,00 a 8,00	

Análise de performance

Descrição	Especificação		Resultados
Macroscópica	Esfregação de cor rosa mate uniforme	Esfregação de cor rosa mate uniforme	Esfregação de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Neutrófilos, citoplasma acidófilo	Núcleo basofílico e granulações neutrofílicas (tonalidade em lilás)	Núcleo basofílico e granulações neutrofílicas
	Linfócitos, citoplasma basofílico	Sem granulações e núcleo basofílico	Sem granulações e núcleo basofílico
	Monócitos, citoplasma ligeiramente basofílico	Com eventuais granulações azurrófilas e núcleo basofílico	Com eventuais granulações azurrófilas e núcleo basofílico
	Eosinófilos, citoplasma acidófilo	Núcleo basofílico e granulações eosinofílicas (alaranjadas) grosseiras	Núcleo basofílico e granulações eosinofílicas (alaranjadas) grosseiras
	Eritrócitos, ortocromáticos	Coram-se em tonalidade rósea	Coram-se em tonalidade rósea
	Plaquetas, basofílicas	Granulações azurófilas visíveis	Granulações azurófilas visíveis

Bibliografia

 Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.**
Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 26/02/2026

Analista

Joelma Oliveira
Analista

Ramon Lopes
Coordenador Técnico

Antônio Galli