

**Código:** CAPA041**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – May- Grunwald.**Pág.:** 1/1**Revisão:** 06**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Renata

Ramon

Antônio

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Corante May-Grunwald

Data de Fabricação: 1227/02/2026

Lote: 26020299

Data de validade: 27/02/2029

Embalagem: Frasco pet

Número MS: 80002670086

Data da amostragem: 27/02/2026

Armazenamento: Temperatura ambiente

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, odor característico	Líquido azul escuro, odor característico
Densidade	0,780 – 0,900 g/cm <sup>3</sup>	0,791 g/cm <sup>3</sup>
pH	7,00 a 8,00	7,24

**Análise de performance**

Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

**Bibliografia**Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 27/02/2026

**Analista**

Joelma Oliveira

**Analista**

Ramon Lopes

**Coordenador Técnico**

Antônio Galli