 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA061	Título: Certificado de Análise de Lugol Forte		
Pág: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Antônio		Ramon

Controle de Qualidade
Certificado de análise Lugol Forte 5%

Data de Fabricação: 04/03/2026	Lote: 26030323
Data de validade: 04/03/2029	Embalagem: Frasco Pet
Numero MS: 80002670066	Data da amostragem: 04/03/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido marrom avermelhado, odor característico	Líquido marrom avermelhado, odor característico
Densidade	0,990 a 1,100 g/cm ³	1,100 g/cm ³
pH a 25°C	3,00 a 6,00	5,57

Bibliografia
Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 04/03/2026

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli