

Código: CAPA028	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Índigo Carmim		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Índigo Carmin	Embalagem: Frasco penicilina
Lote: 26030330	Data de Validade: 05/03/2027
Data de Fabricação: 05/03/2026	Número MS: 80002670067
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Líquido azul, inodoro	Líquido azul, inodoro
Densidade	1,000 – 1,025 g/cm ³	1,001 g/cm ³
pH a 25°C	5,00 a 6,20	5,73

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-071

Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10 ² (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10 ¹ (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

BibliografiaBRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***


Data: 16/03/2026

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli