

Código: CAPA014**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Descorante para Gram**Pág:** 1/1**Revisão:** 07**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Renata

Antônio

Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Solução Descorante para Gram

Data de Fabricação: 09/03/2026

Lote: 26030348

Data de validade: 09/03/2029

Embalagem: Frasco pet

Número MS: 80002670066

Data da amostragem: 09/03/2026


Armazenamento: Temperatura ambiente

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido transparente, odor característico	Líquido transparente, odor característico
Densidade	0,800 – 0,990 g/cm ³	0,810 g/cm ³
pH a 25°C	6,00 a 8,00	7,70

Análise de performance

Descrição	Especificação	Resultado
Teste de desempenho	Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.	Bactérias Gram negativas: coram-se de rosa Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.

BibliografiaOtto Bier: Bacteriologia e imunologia, Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7^a ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.*****Data:** 09/03/2026**Analista****Joelma Oliveira****Analista****Ramon Lopes****Coordenador Técnico****Antônio Galli**