

Código: CAPA020

Título: Certificado de Análise de Fucsina Diluída

Pág: 1/1

Revisão: 05

Emitido por:

Revisado por:

Conferido por:

Data: 05/2025

Renata

Ramon

Antônio

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Fucsina Diluída

Data de Fabricação: 11/03/2026

Lote: 26030362

Data de validade: 11/03/2029

Embalagem: Frasco pet

Número MS: 80002670066

Data da amostragem: 11/03/2026

Armazenamento: Temperatura ambiente

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução rosa escuro	Solução rosa escuro
Densidade	0,980 – 1,010 g/cm <sup>3</sup>	0,998 g/cm <sup>3</sup>
pH a 25°C	5,00 a 7,00	5,64

**Análise de performance (método de coloração Gram)**

Descrição	Especificação	Resultado
<b>Teste de desempenho</b>	Bactéria Gram negativas: coram-se de rosa. Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.	Bactéria Gram negativas: coram-se de rosa. Bactérias Gram positivas: coram-se de roxo.

**Bibliografia**

Otto Bier: Bacteriologia e imunologia Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.**

**Parecer*****A amostra analisada atende as especificações descritas.***

Data: 11/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli

