

Código: CAPA047**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Rápido 3**Pág:** 1/1**Revisão:** 07**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Renata

Antônio

Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Rápido nº 3

Data de Fabricação: 12/03/2026

Lote: 26030373

Data de validade: 12/03/2029

Embalagem: Frasco pet e Bombona

Número MS: 80002670086

Data da amostragem: 13/03/2026

Armazenamento: Temperatura ambiente

Análise Físico-Química

| Ensaio | Especificação | Resultado |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Descrição | Líquido azul escuro, inodoro. | Líquido azul escuro, inodoro. |
| Densidade | 0,990 a 1,100 g/cm ³ | 1,001 g/cm ³ |
| pH a 25°C | 7,00 a 7,50 | 7,28 |

Análise de performance (conjunto 1, 2 e 3)

| Descrição | Especificação | Resultado |
|--------------|---|--|
| Macroscópica | Esfregaço de cor rosa mate uniforme | Esfregaço de cor rosa mate uniforme |
| Microscópica | Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada | Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada |

BibliografiaMétodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 13/03/2026

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli