

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: CAPA003	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Ácido Acético 5%		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Gleicy	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise do Ácido Acético 5%

Data de Fabricação: 16/03/2026	Lote: 26030384
Data de validade: 16/03/2028	Apresentação: Frasco Pet
Número MS: 80002670126	Data da amostragem: 16/03/2026
Armazenamento: Temperatura Ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido incolor, odor característico	Líquido incolor, odor característico
Densidade	1,000 a 1,010 g/cm ³	1,005 g/cm ³
pH a 25°C	2,00 a 3,00	2,26

Análise Microbiológica

Código da amostra: PA26-085

Ensaio	Especificação	Resultado
Microrganismos aeróbios mesófilos	Não mais que 1,0 x 10 ² (UFC/g ou mL)	<10 UFC/g
Contagem total de fungos e leveduras	Não mais que 1,0 x 10 ¹ (UFC/g ou mL)	<10 UFC/g
<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g
<i>Candida albicans</i>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0g

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7^a ed. Brasília: ANVISA, 2024.**

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.


Data: 25/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli