

<b>Código:</b> CAPA012	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Giemsa.		
<b>Pág.:</b> 1/1			
<b>Revisão:</b> 07	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Data:</b> 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

**Controle de Qualidade**

Certificado de análise Corante Giemsa

Data de Fabricação: 18/03/2026	Lote: 26030402
Data de validade: 18/03/2029	Embalagem: Frasco Pet
Número MS:80002670086	Data da amostragem: 25/03/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, odor característico	Líquido azul escuro, odor característico
Densidade	1,030 – 1,060 g/cm <sup>3</sup>	1,029 g/cm <sup>3</sup>
pH a 25°C	7,00 a 8,00	7,14

**Análise de performance**

Descrição	Especificação		Resultados
Macroscópica	Esfregação de cor rosa mate uniforme	Esfregação de cor rosa mate uniforme	Esfregação de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Neutrófilos, citoplasma acidófilo	Núcleo basofílico e granulações neutrofílicas (tonalidade em lilás)	Núcleo basofílico e granulações neutrofílicas
	Linfócitos, citoplasma basofílico	Sem granulações e núcleo basofílico	Sem granulações e núcleo basofílico
	Monócitos, citoplasma ligeiramente basofílico	Com eventuais granulações azurrófilas e núcleo basofílico	Com eventuais granulações azurrófilas e núcleo basofílico
	Eosinófilos, citoplasma acidófilo	Núcleo basofílico e granulações eosinofílicas (alaranjadas) grosseiras	Núcleo basofílico e granulações eosinofílicas (alaranjadas) grosseiras
	Eritrócitos, ortocromáticos	Coram-se em tonalidade rósea	Coram-se em tonalidade rósea
	Plaquetas, basofílicas	Granulações azurófilas visíveis	Granulações azurófilas visíveis

**Bibliografia**

 Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.**
**Parecer**
***A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 25/03/2026

**Analista**


Joelma Oliveira

**Analista**


Ramon Lopes

**Coordenador Técnico**


Antônio Galli