

<b>Código:</b> CAPA024	<b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Gluc-O-Test Limão 75g		
<b>Pág:</b> 1/1			
<b>Revisão:</b> 02	<b>Emitido por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Conferido por:</b>
<b>Data:</b> 05/2025	Antônio Galli	Ramon	Ramon

Produto: Gluc-o-test limão 75g/300mL	Embalagem: Frasco PET
Lote: 26030411	Data de Validade: 19/03/2028
Data de Fabricação: 19/03/2026	Número MS: 80002670077
Armazenamento: Temperatura ambiente	

**Análise Físico-Química**

Ensaio	Especificação	Resultado
Inspeção Visual	Líquido transparente com odor de limão	Líquido transparente com odor de limão
Densidade	1,085 – 1,105 g/cm <sup>3</sup>	1,101 g/cm <sup>3</sup>
pH a 25°C	2,50 a 3,50	2,92

**Análise Microbiológica**

Código da amostra: PA26-091

Ensaio	Especificação	Resultado
<b>Microrganismos aeróbios mesófilos</b>	Não mais que 1,0 x 10 <sup>2</sup> (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<b>Contagem total de fungos e leveduras</b>	Não mais que 1,0 x 10 <sup>1</sup> (UFC/g ou mL)	< 10 UFC/mL
<b><i>Escherichia coli</i></b>	Ausência em 1,0g ou mL	Ausência em 1,0mL

**Bibliografia**BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7<sup>a</sup> ed.**, Brasília: ANVISA, 2024**Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 30/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli