

Código: CAPA047**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Rápido 3**Pág:** 1/1**Revisão:** 07**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Renata

Antônio

Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise Corante Rápido nº 3

Data de Fabricação: 20/03/2026

Lote: 26030420

Data de validade: 20/03/2029

Embalagem: Frasco pet e Bombona

Número MS: 80002670086

Data da amostragem: 20/03/2026

Armazenamento: Temperatura ambiente

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul escuro, inodoro.	Líquido azul escuro, inodoro.
Densidade	0,990 a 1,100 g/cm ³	1,000 g/cm ³
pH a 25°C	7,00 a 7,50	7,18

Análise de performance (conjunto 1, 2 e 3)

Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Leucócitos: Núcleos corados em azul com morfologia bem definida Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

BibliografiaMétodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. . BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.***

Data: 20/03/2026

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli