

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA004	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Solução álcool-ácido 3%		
Pág.: 1/1			
Revisão: 06	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Solução Álcool-ácido 3%

Data de Fabricação: 30/03/2026	Lote: 26030474
Data de validade: 30/03/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 30/03/2026
Armazenamento: Temperatura Ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido transparente, odor característico	Líquido transparente, odor característico
Densidade	0,800 a 0,900 g/cm ³	0,824 g/cm ³
pH a 25°C	≤ 1,00	0,24

Análise de performance		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esfregaço de BAAR	Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa Demais elementos: coram-se de azul	Bacilos álcool-ácido resistentes: coram-se de rosa Demais elementos: coram-se de azul

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 30/03/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli