

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: CAPA019	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Fucsina de Ziehl.		
Pág: 1/1			
Revisão: 06	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Renata

Controle de Qualidade
Certificado de análise Fucsina de Ziehl

Data de Fabricação: 31/03/2026	Lote: 26030482
Data de validade: 31/03/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670066	Data da amostragem: 31/03/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução rosa escuro	Solução rosa escuro
Densidade	0,980 – 1,010 g/cm ³	0,987 g/cm ³
pH a 25°C	5,00 a 7,00	5,75

Análise de performance (método de coloração Ziehl)		
Descrição	Especificação	Resultado
Bactérias álcool-ácido resistentes	Coram-se de rosa	Coram-se de rosa
Demais elementos	Coram-se de azul	Coram-se de azul


Bibliografia
Otto Bier: Bacteriologia e imunologia Técnicas de Laboratório, Manual de Laboratório Cito-Histopatológico. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>


Data: 31/03/2026

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antonio Galli