

Certificado de Análise

Código: CAPA 008	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Azul de Cresil		
Pág: 1/1			
Revisão: 08	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Antônio	Ramon

Controle da Qualidade
Certificado de análise Azul de Cresil

Data de Fabricação: 01/04/2026	Lote: 26040496
Data de validade: 01/04/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 01/04/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido azul, odor característico	Líquido azul, odor característico
Densidade	1,000 – 1,020 g/cm ³	1,010 g/cm ³
pH a 25°C	4,90 a 7,00	6,24

Análise de performance

Descrição	Especificação	Resultado
Teste de Desempenho	Contagem de Reticulócitos: 0,5 a 2%	1,3%

Bibliografia

Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.**

Parecer

A amostra analisada atende às especificações descritas.

Data: 01/04/2026

Analista

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli