

Código: CAPA005**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Anticoagulante Citrato 3,8%**Pág.:** 1/1**Revisão:** 05**Emitido por:****Revisado por:****Conferido por:****Data:** 05/2025

Renata

Ramon

Antônio

Controle da Qualidade

Certificado de análise Anticoagulante Citrato 3,8%

Data de Fabricação: 02/04/2026

Lote: 26040507

Data de validade: 02/04/2028

Embalagem: frasco pet

Número MS: 80002670055

Data da amostragem: 02/04/2026

Armazenamento: Temperatura ambiente

Análise Físico-Química

Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azulada, odor característico	Solução azulada, odor característico
Densidade	1,010 a 1,030 g/cm ³	1,023 g/cm ³
pH a 25°C	8,00 a 9,00	8,14

Análise de performance

Descrição	Especificação	Resultado
Teste de coagulação	A adição de 3mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 100µL de Anticoagulante Citrato 3,8 % inibem o processo de coagulação do sangue	A adição de 3mL de sangue colhido por punção venosa em um tubo contendo 100µL de Anticoagulante Citrato 3,8 % inibiram o processo de coagulação do sangue

BibliografiaMétodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Farmacopeia Brasileira 7ª ed., Brasília: ANVISA, 2024.****Parecer*****A amostra analisada atende às especificações descritas.*****Data:** 02/04/2026**Analista**

Joelma Oliveira

Analista

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

Antônio Galli