

		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAPA057	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Corante Wright		
Pág.: 1/1			
Revisão: 06	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 05/2025	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade
Certificado de análise Corante Wright

Data de Fabricação: 06/04/2026	Lote: 26040513
Data de validade: 06/04/2029	Embalagem: Frasco pet
Número MS: 80002670086	Data da amostragem: 06/04/2026
Armazenamento: Temperatura ambiente	

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução azul escura	Solução azul escura
Densidade	0,800 a 0,850 g/cm ³	0,811 g/cm ³
pH a 25°C	7,00 a 8,00	7,08

Análise de performance		
Descrição	Especificação	Resultado
Macroscópica	Esfregaço de cor rosa mate uniforme	Esfregaço de cor rosa mate uniforme
Microscópica	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada	Plaquetas: azuladas com pequenas granulações azurófilas Hemácias: rosa claro e de forma arredondada

Bibliografia
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira 7ª ed. Brasília: ANVISA, 2024.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i>

Data: 06/04/2026

Analista



Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli